



Orthodont

NUEVO BRAKET

Cerámico de Autoligado

MAJESTY Ceramic



**HACENOS
TU PEDIDO!**




+54 9 11 6959 8903

ENVIO SIN CARGO A PARTIR DE \$20.000.

(CABA y GBA con motomensajería. interior por correo argentino)

MAJESTY Ceramic



- Cuerpo cerámico totalmente termo tratado, lo cual permite aplicar fuerzas de tracción sin temor a roturas.
- El mecanismo del clip permite ser abierto empujando o tirando del mismo, lo que posibilita más formas de usar MAJESTY.
- Además, los clips son tratados térmicamente, por lo que mantienen la dureza durante todo el tratamiento.
- Bordes redondeados diseñados para la comodidad del paciente y con fines estéticos.
- El clip metálico posee un tratamiento de rodio el cual proporciona una belleza armonizada.



- Perfil más bajo.
- Slot con in/out de diseño minimizado, que garantiza un tratamiento de ortodoncia preciso.



- Base diseñada con curvatura 3D para una adhesión precisa en la superficie del diente.
- Torque en base.
- MAJESTY Ceramic proporciona suficiente fuerza de adhesión, tanto mecánicamente como químicamente, manteniendo el rendimiento hasta el final del tratamiento.

**HACENOS
TU PEDIDO!**



+54 9 11 6959 8903

ENVIO SIN CARGO A PARTIR DE \$20.000.

(CABA y GBA con motomensajería. interior por correo argentino)




Fabricado mediante el proceso CIM (moldeo por inyección de cerámica) y HIP (prensado isostático en caliente).

Secuencia de arcos para el sistema de autoligado




FASE PASIVA

- .016
- .018
- 016x016



FASE INTERACTIVA


- 016x022
- 017x025



FASE ACTIVA

- 018x025
- 019x025

INSTRUMENTO MAJESTY



Permite una fácil apertura y mantiene el rendimiento del clip con un riesgo de deformación mínimo (patentado).

El extremo del instrumento (A) es cóncavo para permitir un control preciso del clip de bola (patentado).



**HACENOS
TU PEDIDO!**

 **+54 9 11 6959 8903**

ENVIO SIN CARGO A PARTIR DE \$20.000.

(CABA y GBA con motomensajería. interior por correo argentino)

Prescripción ROTH

SLOT .018" / .022"		Kit c/hook 20 piezas									
Longitud M-D	3,2 mm	3,2 mm	3,5 mm	2,95 mm	3,2 mm	3,2 mm	2,95 mm	3,5 mm	3,2 mm	3,2 mm	
Torque:	-7°	-7°	-2°	+8°	+12°	+12°	+8°	-2°	-7°	-7°	
Angulación:	0°	0°	+8°	+9°	+5°	+5°	+9°	+8°	0°	0°	
Maxilar	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	
											
Mandibular	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	
											
Longitud M-D	3,2 mm	3,2 mm	3,5 mm	2,85 mm	3,2 mm	3,2 mm	2,85 mm	3,5 mm	3,2 mm	3,2 mm	
Torque:	-22°	-17°	-11°	-1°	-1°	-1°	-1°	-11°	-17°	-22°	
Angulación:	-1	-1°	+7°	2	2°	2°	2°	+7°	-1°	-1°	

Prescripción MBT

SLOT .018" / .022"		Kit c/hook 20 piezas									
Longitud M-D	3,2 mm	3,2 mm	3,5 mm	2,95 mm	3,2 mm	3,2 mm	2,95 mm	3,5 mm	3,2 mm	3,2 mm	
Torque:	-7°	-7°	8°	+10°	+17°	17°	+10°	8°	-7°	-7°	
Angulación:	0°	0°	+8°	+8°	+4°	+4°	+8°	+8°	0°	0°	
Maxilar	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	
											
Mandibular	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	
											
Longitud M-D	3,2 mm	3,2 mm	3,5 mm	2,85 mm	3,2 mm	3,2 mm	2,85 mm	3,5 mm	3,2 mm	3,2 mm	
Torque:	-17°	-12°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	-12°	-17°	
Angulación:	0°	0°	+3°	0°	0°	0°	0°	+3°	0°	0°	